



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Greenberg Simplicity Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Greenberg Simplicity Retractor

SKU RM-GSR-1

\$2,499 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Barre Primaire Greenberg	6" (15 cm) — ancrage rigide monopoint sur le montant de la tête
1	Barre Secondaire Flottante Greenberg	12" (30 cm) — rail secondaire ciblé pour le montage des bras flexibles
4	Bras d'Écarteur Longs Greenberg	9.5" (24 cm) — bras flexibles à friction multi-axes pour un maintien précis de la lame
1	Repose-main Greenberg	10" (25 cm) — plateforme réglable de soutien de l'avant-bras
1	Plateau à Compressees Greenberg	3" x 6 ³ / ₄ " (7.5 x 16.8 cm) — se monte sur le cadre pour ranger les neuro-patties et les outils
1	Boîte de Stérilisation Compacte	Disposition moulée sur mesure — boîte de stérilisation et organisateur perforé compact
1	Lame d'Écarteur Malléable Effilée	9" x 1/4" x 3/4" — lame extra-large pour une large protection corticale
1	Lame d'Écarteur Malléable Effilée	9" x 5/32" x 5/8" — lame de largeur moyenne pour l'écartement lobaire
1	Lame d'Écarteur Malléable Effilée	9" x 1/8" x 1/2" — lame standard pour un accès interhémisphérique profond
1	Lame d'Écarteur Malléable Effilée	9" x 3/32" x 3/8" — lame effilée fine pour les passages cisternaux étroits

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Lame d'Écarteur Malléable Effilée	9" × 1/16" × 1/4" — micro-lame pour la séparation délicate des nerfs et des vaisseaux

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Greenberg Simplicity Retractor est un système d'écartement neurochirurgical compact et peu encombrant, conçu pour une installation rapide et un accès sans entrave lors de procédures crâniennes ciblées. Idéal pour les interventions nécessitant un encombrement minimal de matériel autour du champ opératoire, ce système offre une force de maintien sans compromis tout en conservant une empreinte légère et compacte.

Optimisé pour les petites craniotomies et les expositions focalisées, le Greenberg Simplicity Retractor combine une barre d'ancrage primaire de 6-inch, une barre secondaire flottante de 12-inch, quatre bras flexibles à friction multi-axes de 9.5-inch et un repose-main ergonomique de 10-inch. L'ensemble comprend un plateau à compresse montable sur le cadre ainsi que cinq lames d'écarteur malléables effilées à double extrémité (allant de micro-pointes de 1.6 mm à des lames larges de 19 mm) pour répondre aux exigences précises de maintien cortical et cisternal profond.

Entièrement fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) non magnétique avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker fournit le Greenberg Simplicity Retractor non stérile et entièrement autoclavable dans une boîte de stérilisation perforée compacte moulée sur mesure, conçue pour des cycles répétés au bloc opératoire.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest