



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Caspar Sinir Kökü Ekartörleri

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Caspar Sinir Kökü Ekartörleri

**SKU** RM-CNRR-SERIES-1

**\$84 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK | SKU / DETAYLAR     | FİYAT (USD) |
|----------------|--------------------|-------------|
| 4 mm bıçak     | RM-CNRR-SERIES-1-1 | \$84        |
| 6 mm bıçak     | RM-CNRR-SERIES-1-2 | \$89        |
| 8 mm bıçak     | RM-CNRR-SERIES-1-3 | \$94        |
| 10 mm bıçak    | RM-CNRR-SERIES-1-4 | \$99        |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Caspar Sinir Kökü Ekartörleri, posterior lomber dekompresyonlar sırasında dural kese ve spinal sinir köklerinin güvenli, atravmatik mobilizasyonu ve korunması için özel olarak tasarlanmış temel spinal mikrocerrahi aletleridir. 9 ½-inch (24.13 cm) uzatılmış erişim mesafesi ile tasarlanan bu aletler, cerrahların mikroskobik görüşü engellemeden derin interlaminar koridorlarda konforlu bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

Hassas nöral koruma için üretilen Caspar Sinir Kökü Ekartörü serisi, sinir köklerini nazikçe kavrayan, cerrahi pencereye geri kaymalarını veya yüksek hızlı turlar ve ronjurlar nedeniyle yaralanmalarını önleyen özel aşağı kavisli uç yapısına sahiptir. Seri, dört standart uç genişliğinde sunulmaktadır: 4 mm (\$84), 6 mm (\$89), 8 mm (\$94) ve 10 mm (\$99). Ergonomik düz sap, cerraha olağanüstü mikro-manipülasyon kontrolü sağlayan ince tırtıklı dokuya sahiptir.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker markalı Caspar Sinir Kökü Ekartörleri, dünya çapındaki beyin cerrahisi ve omurga merkezleri için yüksek korozyon direnci, sarsılmaz yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlayacak şekilde sıkı klinik toleranslarla üretilir.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest