



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор передней небной дужки Mollison

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор передней небной дужки Mollison

SKU RM-MAPR-22-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Mollison Anterior Pillar Retractor	Общая длина 22 см, двойные лезвия 10 мм, изогнутая рукоятка	\$44
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$44

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор передней небной дужки Mollison является незаменимым хирургическим инструментом в оториноларингологии, специально разработанным для безопасного и атравматичного смещения нёбно-язычной дужки и передней небной дужки во время тонзиллэктомии и операций в ротовой полости. Благодаря изогнутой конфигурации, этот ретрактор позволяет ЛОР-хирургам аккуратно отодвигать края слизистой оболочки, обеспечивая свободный визуальный доступ к миндалинному ложу для диссекции и гемостаза.

Данная конфигурация Mollison Anterior Pillar Retractor имеет общую длину 22 см (\$44) и спроектирована для максимальной точности при минимальной нагрузке на кисть хирурга. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса и оснащен двойными узкими лезвиями шириной 10 мм с закругленными атравматичными краями для предотвращения разрывов слизистой. Легкая изогнутая центральная рукоятка обеспечивает ассистенту стабильный рычаг без утомления мышц на протяжении длительных операций.

Retractor Maker производит Mollison Anterior Pillar Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием, способным выдерживать многократные циклы больничной стерилизации. Это гарантирует ЛОР-отделениям, амбулаторным хирургическим центрам и клиникам челюстно-лицевой хирургии по всему миру исключительную долговечность, коррозионную стойкость и полную надежность при

автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest