



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретракторы для боковых связок коленного сустава

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретракторы для боковых связок коленного сустава

SKU RM-CLR-1

\$104 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор для боковых связок	Общая длина 8" (20.3 cm), профили лопаток 5 mm и 11 mm	\$104
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$104

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретракторы для боковых связок — это специализированные хирургические инструменты, разработанные для защиты и ретракции медиальной (МКС) и латеральной (ЛКС) коллатеральных связок при полной замене коленного сустава. Инструменты плотно прилегают к плато большеберцовой кости и мышелкам бедренной кости, изолируя связочные ткани от осциллирующих костных пил и роторных боров.

Созданная для точной защиты краев сустава, эта модель Retractor Maker имеет общую длину корпуса 8-inch (20.3 cm) (\$104). Рабочая часть оснащена двойным профилем шириной 5 mm для узких суставных щелей и 11 mm для широкого охвата связок. Контурный кончик лопатки надежно фиксируется за край кости, исключая соскальзывание во время агрессивной резекции большеберцовой или бедренной кости.

Изготовленные из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым покрытием, ретракторы для боковых связок от Retractor Maker выдерживают высокие механические нагрузки. Они обеспечивают хирургам-ортопедам превосходный тактильный контроль, коррозионную стойкость и полную пригодность к автоклавному стерилизации.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest