



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор шейки мышелка Awty

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор шейки мышцелка Awty

SKU RM-ACNR-1

\$59 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор шейки мышцелка Awty	Общая длина 22 см, изогнутое мышцелковое лезвие	\$59
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$59

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор шейки мышцелка Awty является важным челюстно-лицевым хирургическим инструментом, разработанным специально для обеспечения стабильной экспозиции шейки мышцелка и субкондилярной области нижней челюсти. Его анатомически изогнутая рабочая часть надежно фиксируется за задним краем ветви челюсти, защищая ветви лицевого нерва и внутренние челюстные сосуды от повреждений осциллирующими пилами и вращающимися борами.

Данная конфигурация ретрактора Awty длиной 22 см предназначена для работы в глубоких пространствах челюстно-лицевой области, позволяя рукам ассистента находиться вне операционного поля хирурга. Усовершенствованная эргономичная рукоятка с контурным дизайном оптимизирует тактильный захват, обеспечивая превосходный контроль и значительно снижая утомляемость рук во время длительных ортогнатических остеотомий.

Изготовленный компанией Retractor Maker из медицинской хирургической нержавеющей стали с антибликовым матовым покрытием, ретрактор шейки мышцелка Awty выдерживает многократные циклы больничной стерилизации. Он является незаменимым инструментом в отделениях челюстно-лицевой и пластической хирургии для реконструкции травм и операций на ветви челюсти.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest