



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Sailer для носовой ости

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Sailer для НОСОВОЙ ОСТИ

SKU RM-SNSR-49-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Ретрактор Sailer для носовой ости	Ручной ретрактор с выемчатым лезвием для носовой ости, плоская рукоятка	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Sailer для носовой ости является незаменимым инструментом для ортогнатической и челюстно-лицевой хирургии, разработанным специально для безопасного, нескользящего отведения мягких тканей и стабилизации кости у передней носовой ости во время остеотомии по Le Fort I. Благодаря анатомическому седловидному лезвию с выемкой этот инструмент чисто охватывает переднюю носовую ость, безопасно отводя верхнюю губу и колумеллу от возвратно-поступательных костных пил.

Данная конфигурация ретрактора Sailer для носовой ости (\$49) обеспечивает исключительный интраоральный контроль и непоколебимую стабильность в узких коридорах средней зоны лица. Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса для обеспечения долговечности и коррозионной стойкости, его раздвоенный наконечник лезвия прочно фиксируется на кортикальном слое носовой ости, предотвращая случайное смещение инструмента и защищая хрящевую перегородку носа от травм. Эргономичная плоская рукоятка позволяет ассистентам поддерживать стабильное ручное усилие на протяжении всего процесса остеотомии.

Обладая антибликовым сатиновым матовым покрытием, изделие Retractor Maker выдерживает многократные циклы автоклавирования, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, структурную

жесткость и полную долговечность для отделений челюстно-лицевой и пластической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest