



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Sandhu 神経根レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sandhu 神経根レトラクター

SKU RM-SNRR-243-1

\$54 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Sandhu 神経根レトラクター	全長 24.3 cm、3.2 mm 鈍的ブレード、90° マリアブルシャフト	\$54
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$54

製品詳細

Sandhu 神経根レトラクターは、後方腰椎椎間板切除術および除圧術において、繊細な神経根と硬膜嚢を安全かつ非侵襲的に圧排・保護するために設計された、脊椎マイクロサージェリー専用の器具です。細身のマリアブルシャフトを採用しており、術者は顕微鏡下の視界を妨げることなく、複雑な椎間板へのアプローチに合わせて術中にワーキングアングルを曲げて調整できます。

深部術野への到達性とマイクロ精度のために構築されたこの Sandhu 神経根レトラクターは、全長 24.3 cm を特徴としています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造され、卓越した耐久性と耐食性を備えています。ワーキングブレードは 3.2 mm 幅の鈍的形状で、組織の愛護的な取り扱いを保証し、局所的な損傷を最小限に抑えるよう設計されています。シャフト形状は 90° 角度のマリアブル仕様で、組織の張力がかかってもスプリングバックすることなく成形した形状を維持します。人間工学に基づいたハンドルは、洗練された触覚フィードバックを提供します。

反射防止のサテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Sandhu 神経根レトラクターは、病院での繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えるよう製造されており、世界中の脳神経外科および整形外科脊椎センターに、揺るぎない構造的信頼性、高い耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest