



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Lobster General Retractor System

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Lobster General Retractor System

SKU RM-LGRS-1

\$2,699 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Lobster Frame	—
1	Lobster Table Clamp with Vertical Post & Frame	—
6	Lobster Retractor Clamp	—
2	Lobster Mayo Swivel Retractor	¾" × 2"
1	Lobster Fence Swivel Retractor	4" × 6"
1	Lobster Splanchnic Swivel Retractor	2" × 6"
1	Lobster Deaver Swivel Retractor	2¾" × 4½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (Perforated)	2" × 6½"
1	Lobster Malleable Swivel Retractor (Perforated)	3" × 6½"
1	Lobster Harrington Sweetheart Retractor	2" × 5"
1	Lobster Kelly Swivel Retractor, Modified	3" × 2½"
1	Lobster Kelly Swivel Retractor, Modified	3" × 4"
1	Sterilization Box	—

製品詳細

Lobster General Retractor Systemは、開腹手術において助手の疲労を軽減し、継続的かつハンズフリーな術野展開を確立するために設計された、適応性の高いテーブル固定式手術用リトラクタープラットフォームです。手術台のサイドレールにしっかりと固定することで、この自動牽引フレームは強固な構造的な外周を形成し、長時間の操作中でも滑ることなく安定した組織牽引を維持します。

一般腹部および内臓介入用に特別に構成されたLobster General Retractor Systemには、ヘビーデューティーなテーブルポストクランプ、剛性の高いLobsterフレーム、および6個のクイックロック式スライドクランプが含まれています。本システムは、改良型Kellyスイベルブレード（3" × 2½" および 3" × 4"）、深部内臓用のSplanchnicブレード、幅広のFenceリトラクター、Deaver、Harrington Sweetheart、Mayo、および患者の輪郭に合わせて屈曲する有孔マリアブルストリップを含む、10点の一般外科用スイベルブレードセットを特徴としています。

Retractor Makerが提供するLobster General Retractor Systemは、非磁性の医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射防止のサテン仕上げが施されています。未滅菌の状態で提供され、カスタム仕様のヘビーデューティー滅菌ボックスに収納されたままオートクレーブ滅菌が可能です。病院や手術センターに信頼性の高い耐久性と一貫した手術室でのパフォーマンスを提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest