



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Gifford-Jansen Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Gifford-Jansen Retractor

SKU RM-GJR-115-1

\$84 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
3×3 Zinken Anordnung — scharfe oder stumpfe Spitzen	RM-GJR-115-1-1	\$84
4×4 Zinken Anordnung — Scharfe oder stumpfe Spitzen	RM-GJR-115-1-2	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Gifford-Jansen Retractor ist ein spezialisierter, selbsthaltender chirurgischer Retraktor, der für die präzise, freihändige Retraction von Weichteil- und Periostgewebe in begrenzten Operationsfeldern entwickelt wurde. Er wird primär in der Otologie, bei Mastoid-Eingriffen und in der kleinen Neurochirurgie eingesetzt. Dieser kompakte Spreizer hält Wundränder unter mechanischer Spannung offen und vermeidet so Ermüdungserscheinungen des Assistenten während des Bohrens am Knochen.

Dieses Modell von Retractor Maker gewährleistet mit einer festen Gesamtlänge von 11.5 cm eine hohe Manövrierbarkeit, ohne die Operationsstelle zu verdecken. Chirurgen können das Instrument in zwei Zinken-Konfigurationen wählen: ein 3×3 Zinken-Layout (\$84) oder ein breiteres 4×4 Zinken-Layout (\$89). Beide Konfigurationen sind entweder mit scharfen Spitzen für einen sicheren Halt in dichter Faszie oder mit stumpfen Spitzen zur Minimierung von Gewebetraumata bei empfindlichen Schichten erhältlich.

Gefertigt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, produziert Retractor Maker den Gifford-Jansen Retractor nach strengen klinischen Toleranzen. Er bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit, eine leichtgängige mechanische Arretierung und vollständige Autoklavierbarkeit für HNO- und Neurochirurgie-Abteilungen weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest