



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Femoral Calcar Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Femoral Calcar Ekartörü

SKU RM-FCR-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Femoral Calcar Ekartörü	25 mm uç genişliği, 5.08 cm (2") derinlik, halka sap	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Femoral Calcar Ekartörü, total kalça artroplastisi ve femur başı rezeksiyonu sırasında medial femoral boyun ve calcar'ın net ve stabil bir şekilde açığa çıkarılması için özel olarak tasarlanmış, vazgeçilmez bir ortopedik cerrahi alettir. Calcar femorale üzerine kancalanacak şekilde tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların medial kapsüler flebi ve çevreleyen adduktör kas sistemini femoral oymalardan güvenli bir şekilde uzaklaştırmasına olanak tanır.

Optimal eklem alanı görüşü için tasarlanan bu Femoral Calcar Ekartörü konfigürasyonu (\$44), standart 25 mm uç genişliği ve 5.08 cm (2 inç) uç derinliği ile öne çıkar. Kavisli distal uç, calcar kemik korteksini pürüzsüzce saracak şekilde formlandırılmıştır ve obtüratör vasküler bölgesine kaymadan olağanüstü karşı-traksiyon stabilitesi sağlar. Sap kısmı, güvenli bir manuel kavrama sağlayan ve sürekli femoral hazırlık sırasında el yorgunluğunu azaltan ergonomik pürüzsüz bir halka uca sahiptir.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli, birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülmüş olan Retractor Maker, Femoral Calcar Ekartörü'nü ağır mekanik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu sayede dünya genelindeki ortopedik eklem replasman cerrahlarına sarsılmaz bir klinik dayanıklılık ve hassasiyet sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest