



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Caspar Nervwurzeltraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Caspar Nervwurzeltraktor

SKU RM-CNRR-SERIES-1

\$84 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
4 mm Blatt	RM-CNRR-SERIES-1-1	\$84
6 mm Blatt	RM-CNRR-SERIES-1-2	\$89
8 mm Blatt	RM-CNRR-SERIES-1-3	\$94
10 mm Blatt	RM-CNRR-SERIES-1-4	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Caspar Nervwurzeltraktoren sind unverzichtbare Instrumente für die Wirbelsäulen-Mikrochirurgie, die speziell für die sichere, atraumatische Mobilisierung und den Schutz des Durasacks sowie der spinalen Nervenwurzeln bei posterioren lumbalen Dekompressionen entwickelt wurden. Mit einer verlängerten Reichweite von 9 ½-inch (24.13 cm) ermöglichen diese Instrumente dem Operateur ein komfortables Arbeiten in tiefen interlaminären Korridoren, ohne die mikroskopische Sicht zu beeinträchtigen.

Die für den feinen neuronalen Schutz konzipierte Caspar Nervwurzeltraktor-Serie verfügt über spezialisierte, nach unten gebogene Blattspitzen, die die Nervenwurzeln sanft umschließen. Dies verhindert ein Zurückgleiten in das Operationsfenster oder Verletzungen durch Hochgeschwindigkeitsfräsen und Stanzen. Die Serie wird in vier standardisierten Blattbreiten angeboten: 4 mm (\$84), 6 mm (\$89), 8 mm (\$94) und 10 mm (\$99). Der ergonomische Flachgriff verfügt über eine feine taktile Riffelung, die dem Chirurgen eine außergewöhnliche Kontrolle bei der Mikromanipulation ermöglicht.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, produziert Retractor Maker Caspar Nervwurzeltraktoren nach strengen klinischen Toleranzen. Dies garantiert hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und

vollständige Autoklavierbarkeit für neurochirurgische Zentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest