



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Bookwalter Retractor (スタンダード)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bookwalter Retractor (スタンダード)

SKU RM-SBR-1

\$2,499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Bookwalter フィールドポスト	12" (30.5 cm)
1	Bookwalter ホリゾンタルバー	スタンダード
1	Bookwalter ポストカブラー	ヘビーデューティー
1	Bookwalter ホリゾンタルフレックスバー	1" Diameter (2.5 cm)
2	Bookwalter 標準ラチェット	ノンチルト
7	Bookwalter チルトラチェット機構	マルチアングル
1	ミディアムオーバルリング	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	ミディアムセグメントリング	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Balfour ブレード	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
4	Kelly ブレード	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
4	Kelly ブレード	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
4	Kelly ブレード	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
4	Kelly ブレード	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
4	Kelly ブレード	2" × 7" (5.1 × 17.8 cm)

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	マリアブルブレード	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)
2	マリアブルブレード	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	滅菌ケース	有孔オーガナイザーケース

製品詳細

Retractor MakerのBookwalter Retractor System – スタンダードは、大規模な開腹手術中に安定したハンズフリーの術野展開を提供するために設計された手術台固定式の自動開創器です。モジュール式のフレームワークは、フィールドポスト、水平サポート部品、開創器リング、および調整可能なラチェット機構を組み合わせ、術野周囲の選択したブレードを保持します。

スタンダード構成には、ミディアムオーバルリング、ミディアムセグメントリング、標準およびチルトラチェット機構、ならびにBalfour、Kelly、およびマリアブルブレードのセットが含まれます。本システムは、整理された保管と処理を可能にする専用の有孔滅菌ケースに収納されています。

本製品は未滅菌で提供されるため、医療機関の検証済み手順に従い、使用前に洗浄および滅菌を行う必要があります。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest