



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vaginal de Parede Lateral

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Vaginal de Parede Lateral

SKU RM-LWVR-1

\$109 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
23 cm	RM-LWVR-1-1	\$109
26 cm	RM-LWVR-1-2	\$114
28 cm	RM-LWVR-1-3	\$119

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vaginal de Parede Lateral é um instrumento cirúrgico ginecológico e uroginecológico essencial, desenvolvido especificamente para evitar que o tecido vaginal lateral redundante prolapse no campo operatório. Utilizado no interior de espéculos vaginais padrão ou como um afastador independente, este instrumento expande os fórnices vaginais laterais de forma limpa, estabelecendo um corredor visual desobstruído para a cérvix e a cúpula durante reconstruções pélvicas complexas.

Construído para total adaptabilidade processual, esta série de Afastador Vaginal de Parede Lateral é fabricada artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) em três comprimentos totais selecionáveis: 23 cm (\$109), 26 cm (\$114) e 28 cm (\$119). Os limites integrados das lâminas acomodam comprimentos de 63.5 mm a 114 mm para se ajustarem a diferentes profundidades vaginais. O afastador está disponível em dois perfis de acabamento: Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) com superfície higiênica polida padrão, ou Isolado com revestimento dielétrico não condutor para segurança eletrocirúrgica. Os cirurgiões também podem configurar entre as variações de Hastes Fechadas e Hastes Abertas para uma folga ideal dos instrumentos centrais.

Forjado sob rigorosos padrões clínicos, a Retractor Maker produz o Afastador Vaginal de Parede Lateral para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos centros de cirurgia ginecológica, obstétrica e pélvica em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total confiabilidade

clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest