



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Roux Retractor - Double Ended

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Roux Retractor - Double Ended

SKU RM-RRDE-14-1

\$54 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Petite lame — 19 mm de large × 25 mm de long	RM-RRDE-14-1-1	\$54
Lame moyenne — 22 mm wide × 41 mm long	RM-RRDE-14-1-2	\$59
Grande valve — 25 mm de large × 41 mm de long	RM-RRDE-14-1-3	\$64
Upgrade lot de trois — Petit, Médium & Grand combinés	RM-RRDE-14-1-4	\$94

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Roux Retractor - Double Ended est un écarteur chirurgical manuel polyvalent, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement des tissus mous fiable et non traumatique ainsi qu'une exposition des berges de la plaie lors d'interventions de chirurgie générale, orthopédique et plastique. Conçu avec une architecture de lame double à courbure anatomique en C, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort de l'élévation de lambeaux cutanés superficiels à une rétraction musculaire plus profonde sans changer d'instrument.

Construit pour résister à des cycles fréquents de stérilisation en autoclave tout en offrant une garantie à vie contre la rouille, la série Roux Retractor - Double Ended est proposée en trois longueurs totales : 14 cm (\$54), 15 cm (\$59) et 17 cm (\$64). Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument présente une profondeur de mors allant de 20 mm à 36 mm et une largeur de mors de 15 mm à 20 mm. Les chirurgiens peuvent commander des tailles individuelles — Small (19 × 25 mm), Medium (22 × 41 mm) ou Large (25 × 41 mm) — ou opter pour le Set of Three complet (\$94) combinant les

trois modèles pour une flexibilité maximale au bloc opératoire.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique le Roux Retractor - Double Ended pour maintenir une stabilité mécanique exceptionnelle sous une contre-traction soutenue, offrant une résistance à la corrosion fiable, une rigidité structurelle et une durabilité totale en autoclave pour les blocs opératoires hospitaliers et les centres de traumatologie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest