



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bailey Rib Contractor (Kaburga Yaklařtırıcı)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bailey Rib Contractor (Kaburga Yaklaştırıcı)

SKU RM-BRC-1

\$159 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Bailey Rib Contractor	20 cm toplam uzunluk, pençe uçlu mekanik kompresör	\$159
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$159

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bailey Rib Contractor (Bailey-Gibbon kaburga yaklaştırıcı olarak da bilinir), torakotomi sonrasında komşu kaburgaları birbirine yaklaştırmak için tasarlanmış özel bir torasik cerrahi alettir. Genişletilmiş kaburgaları kontrollü mekanik kompresyon altında bir araya getirerek, cerrahi ekiplerin perikostal dikişleri gerilim veya kemik kırığı oluşturmada yerleştirmesine ve sıkıştırmasına olanak tanır.

Robusta anatomik kavrama için tasarlanan bu Bailey Rib Contractor modeli, torakotomi kapatma bölgelerinde yeterli erişim sağlayan 20 cm'lik bir toplam uzunluğa sahiptir. Çalışma uçları, komşu kaburga segmentlerinin üst ve alt kenarlarına kaymadan güvenli bir şekilde oturacak şekilde özel olarak konturlanmış güçlü, kavisli pençe benzeri uçlardan oluşur. Mekanik vidalı sıkıştırma mekanizması, cerrahın kompresyon kuvvetini hassas bir şekilde ayarlamasına olanak tanıyarak göğüs duvarını kapatma sırasında anatomik redüksiyonda tutar.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı, birinci sınıf cerrahi sınıf Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi Bailey Rib Contractor, yüksek kompresyon torkuna ve tekrarlanan buharlı sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir ve kardiyotorasik ve travma ekiplerine uzun ömürlü klinik güvenilirlik sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest