



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs de Ligaments Collatéraux

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteurs de Ligaments Collatéraux

SKU RM-CLR-1

\$104 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de Ligaments Collatéraux	Longueur totale de 8" (20.3 cm), profils de lame de 5 mm et 11 mm	\$104
Manchon de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$104

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les Écarteurs de Ligaments Collatéraux sont des instruments chirurgicaux orthopédiques spécialisés, conçus spécifiquement pour protéger et rétracter le ligament collatéral médial (LCM) et le ligament collatéral latéral (LCL) lors d'un remplacement total du genou. Conçus pour s'appuyer parfaitement contre les cortex du plateau tibial et du condyle fémoral, ces instruments isolent les tissus ligamentaires des scies à os oscillantes et des fraises rotatives.

Fabriquée pour une protection précise des marges articulaires, ce modèle d'Écarteurs de Ligaments Collatéraux présente une longueur totale de châssis uniforme de 8-inch (20.3 cm) (\$104). L'extrémité active intègre des largeurs de lame à double profil — comprenant un profil étroit de 5 mm pour les espaces articulaires restreints ainsi qu'un profil large de 11 mm pour une couverture ligamentaire étendue. Sa pointe de lame profilée s'accroche solidement au bord de l'os, empêchant tout glissement accidentel lors des résections tibiales ou fémorales agressives.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition satinée mate sans reflet, Retractor Maker produit des Écarteurs de Ligaments Collatéraux capables de supporter des charges mécaniques lourdes, offrant aux chirurgiens reconstructeurs orthopédiques du genou du monde entier un contrôle tactile exceptionnel, une résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)