



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Lahey Finger

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Lahey Finger

SKU RM-LFR-12-1

\$24 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
1 Dente / Gancho simples	RM-LFR-12-1-1	\$24
2 Dentes	RM-LFR-12-1-2	\$29
3 Dentes	RM-LFR-12-1-3	\$34

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Lahey Finger é um afastador cirúrgico manual especializado, projetado especificamente para proporcionar elevação precisa e antiderrapante de retalhos de pele e retração de tecidos moles superficiais durante procedimentos cirúrgicos menores em cirurgia plástica, geral e de mão. Projetado com dentes em gancho afiados, este instrumento permite que os cirurgiões fixem margens cutâneas e subcutâneas com segurança, sem deslizar ou esmagar bordas de tecidos delicados.

Construído para um controle manual delicado, este Afastador Lahey Finger apresenta um comprimento total uniforme de 12 cm, o que confere aos assistentes cirúrgicos um excelente feedback tátil e manobrabilidade em campos operatórios restritos. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a lâmina de trabalho incorpora dentes afiados tipo ancinho disponíveis em três configurações selecionáveis: 1 Dente (perfil de gancho único, \$24), 2 Dentes (\$29) e 3 Dentes (\$34). O cabo plano ergonômico garante uma alavancagem manual livre de fadiga durante dissecações complexas.

Forjado com um acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Lahey Finger para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a clínicas de cirurgia plástica, de mão e geral em todo o mundo uma resistência excepcional à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade clínica total.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest