



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur vertébral Taylor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur vertébral Taylor

SKU RM-TSR-1

\$74 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) depth — Laminectomie postérieure cervicale et thoracique, rachis adolescent	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" ou 4" depth — Laminectomie lombaire et discectomie standard adulte	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) de profondeur — Arthrodèse lombaire profonde, chirurgie rachidienne bariatrique et abords sacrés	RM-TSR-1-3	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur vertébral Taylor est un écarteur chirurgical rachidien classique conçu spécifiquement pour assurer un déplacement puissant et antidérapant des muscles paraspinal et un ancrage des apophyses épineuses lors des procédures rachidiennes postérieures. Conçu avec une lame allongée à angle droit se terminant par une pointe acérée, cet instrument s'accroche directement sur l'apophyse épineuse ou s'ancre dans les marges osseuses intervertébrales, maintenant la musculature paraspinale épaisse latéralement à l'écart de la lame.

Construite pour résister à des cycles fréquents de stérilisation à l'autoclave tout en restant hautement résistante à la corrosion, cette série d'écarteurs vertébraux Taylor est proposée en trois longueurs totales : 7 ¼ pouces (18.42 cm, \$74), 7 ½ pouces (19.05 cm, \$79) et 8 pouces (20.32 cm, \$89). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir entre deux tailles de lames à angle droit : une profondeur de 3 pouces (7.62 cm) pour les couloirs lombaires standard ou une profondeur de 4 pouces (10.16 cm) pour les canaux rachidiens profonds et les patients musclés. La

configuration de son manche présente une conception à extrémité unique intégrée dans une forme en L solide, conçue pour un placement optimal de la paume, un contrôle de traction élevé et la fixation d'un poids de champ.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur vertébral Taylor pour supporter d'immenses charges de traction manuelle, offrant une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave pour les centres du rachis, les blocs de neurochirurgie et les salles d'opération orthopédiques du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest