



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель реберный Castaneda Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль реберный Castaneda Rib Spreader

SKU RM-CRS-SERIES-1

\$309 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Вариант 1 — 10.5 mm × 32 mm — 65 mm maximum spread — Неонатальная торакотомия, коррекция коарктации аорты, лигирование ОАП у младенцев	RM-CRS-SERIES-1-1	\$309
Вариант 2 — 12.0 mm × 45 mm — 70 mm maximum spread — Кардиохирургическая коррекция врожденных пороков у детей, разделение сосудистого кольца	RM-CRS-SERIES-1-2	\$329
Вариант 3 — 15.0 mm × 60 mm — 120 mm maximum spread — Торакотомия у детей и подростков, наложение легочного шунта	RM-CRS-SERIES-1-3	\$349

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Castaneda Rib Spreader — это специализированный педиатрический и неонатальный торакальный ретрактор, разработанный специально для безопасного и контролируемого межреберного разведения при хирургии врожденных пороков сердца и педиатрических торакотомиях. Благодаря прецизионным направляющим с мелким шагом этот инструмент позволяет детским кардиоторакальным хирургам распределять усилия разведения с предельной микроточностью, предотвращая переломы ребер или реберно-хрящевые вывихи у новорожденных и младенцев.

Линейка Castaneda Rib Spreader от Retractor Maker представлена в трех вариантах размеров для пациентов разного возраста: Вариант 1 (\$309) с лопатками 10.5 мм × 32 мм и максимальным

разведением 65 мм для новорожденных; Вариант 2 (\$329) с лопатками 12 мм × 45 мм и разведением 70 мм для младенцев; и Вариант 3 (\$349) с лопатками 15 мм × 60 мм и разведением 120 мм для детей старшего возраста и подростков. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой медицинской стали; плавно изогнутые латеральные лопатки атравматично удерживают края ребер, а винтовой механизм надежно фиксируется без обратного проскальзывания.

Инструмент имеет антибликовое сатиновое покрытие и рассчитан на многократные циклы стерилизации, обеспечивая кардиохирургическим отделениям и детским больницам исключительную долговечность, коррозионную стойкость и полную надежность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest