



製品パンフレット

Hoyos Remora Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hoyos Remora Retractor

SKU RM-HRR-1

\$499 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Hoyos Remora Retractor	鋸歯状曲状ブレード、内蔵ファイバーオプティクス束、吸引チューブ
1	ユニバーサルライトケーブルアダプター	標準的な手術室用光ファイバー光源に接続可能
1	保護スリーブ / 外箱	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Hoyos Remora Retractorは、ハイデフィニション腹壁形成術における優れたポケット視認性、吸引排液、照明付きフラップ挙上を提供するために特別に設計された高度な多機能外科用開創器です。Hoyosボディ彫塑アセンブリにモジュール式に適合するよう設計されており、補助的なライトワンドや別個の吸引カニューレを必要とせずに、深部の帽状腱膜下や腹部組織層の操作を可能にします。

手術の効率化と術野のクリアランスを最適化するために構築されたこのHoyos Remora Retractor（\$499）は、独自の安定化用鋸歯を備えた特殊な曲状ブレードを採用しており、激しいコントゥアリング中も組織層に確実に固定され、予期せぬ滑りを防ぎます。器具内には光ファイバーチャンネルと特殊な吸引チューブシステムが組み込まれており、電気メスの煙、血液、洗浄液を瞬時に除去しながら、影のない照明を提供します。

医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と高透過率光学ガラスファイバーを使用し、反射防止サテンマット仕上げを施しています。Retractor Makerは厳格な臨床基準に従ってHoyos Remora Retractorを製造しており、世界中の形成外科・美容外科医に卓越した光学的透明度、堅牢な耐久性、そして完全なオートクレーブ対応を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest