



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Volkman Retractor-USA Pattern

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Volkman Retractor-USA Pattern

SKU RM-VRUP-223-1

\$64 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
2 Zinken (stumpf / spitz) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 Zinken (Stumpf / Spitz) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 Zinken (Stumpf / Spitz) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 Zinken (Stumpf / Scharf) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Volkman Retractor-USA Pattern ist ein grundlegender handgehaltener chirurgischer Wundhaken, der speziell für die zuverlässige, rutschfeste Elevation von Hautlappen und die Verdrängung von Weichteilgewebe in der Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Plastischen Chirurgie entwickelt wurde. Durch die Konstruktion mit mehreren gebogenen Zinken ermöglicht dieses Instrument dem chirurgischen Personal einen gleichmäßigen Gegenzug über kutane und subkutane Ebenen hinweg, ohne punktuelle Geweberisse oder Randischämien zu verursachen.

Konzipiert für hochfrequente Autoklaven-Sterilisationszyklen ohne Qualitätsverlust, behält das Gehäuse des Volkman Retractor-USA Pattern eine einheitliche Gesamtlänge von 22.3 cm bei, was den Assistenten eine exzellente Reichweite ermöglicht. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), ist das Instrument in Konfigurationen mit 2 (\$64), 3 (\$69), 4 (\$74) oder 6 (\$79) Zinken erhältlich. Chirurgen können zwischen stumpfen Zinken für die sichere, atraumatische Manipulation von Weichteilgewebe oder scharfen Zinken für einen festen, rutschfreien Griff an zäheren Gewebegrenzen wählen.

Die wählbaren Blattbreiten reichen von 8 mm bis 26 mm, mit spezifischen Optionen wie 11 mm, 18 mm, 26 mm und 40 mm.

Mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Volkman Retractor-USA Pattern unter Einhaltung strengster klinischer Standards. Er bietet Traumazentren, Abteilungen für Plastische Chirurgie und OP-Sälen weltweit eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)