



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hess 神経根レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Hess 神経根レトラクター

SKU RM-HNRR-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
10.0 cm — 3.0 mm – 4.0 mm 弁 — 標準	RM-HNRR-1-1	\$69
10.0 cm — 5.0 mm – 7.0 mm 弁 — 標準	RM-HNRR-1-2	\$69
12.0 cm	RM-HNRR-1-3	\$74
17.5 cm	RM-HNRR-1-4	\$79

製品詳細

Hess 神経根レトラクターは、腰椎椎間板の手術中に走行する神経根や硬膜嚢を安全かつ非侵襲的に牽引・保護するために特別に開発された、脳神経外科および脊椎外科用の特殊レトラクターです。アングル付きのワーキングエンドとカップ状の先端設計により、脊椎外科医は神経線維を内側へ穏やかに移動させ、牽引性神経麻痺のリスクを抑えながらヘルニア化した椎間板を露出させることができます。

脊椎の深さに応じて、10.0 cm (\$69)、12.0 cm (\$74)、17.5 cm (\$79) の3つの異なるリーチをラインナップしています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、ブレード幅は 3.0 mm、4.0 mm、5.0 mm、7.0 mm の4オプションから選択可能です。アングルの付いたブレード構造と、優れた触覚フィードバックを提供する人間工学に基づいたグリップハンドルを組み合わせることで、顕微鏡下での手術においても疲労の少ない正確な操作を実現します。

Retractor Maker は、光の反射を抑えるサテンマット仕上げを施し、病院での繰り返しのおートクレーブ滅菌に耐えうる耐久性を備えた Hess 神経根レトラクターを製造しています。世界中の脳神経外科および整形外科脊椎センターに対し、高い剛性、耐食性、および臨床における完全な耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest