



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur nasal à anneau pivotant (Swivel Ring)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur nasal à anneau pivotant (Swivel Ring)

SKU RM-SRNR-11-1

\$59 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Swivel Ring Nasal Retractor	Longueur totale 11 cm, lame 8 mm de large, anneau pivotant à 360°	\$59
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$59

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur nasal Swivel Ring Nasal Retractor est un instrument manuel innovant de rhinoplastie et de chirurgie plastique faciale, conçu spécifiquement pour assurer une élévation dynamique et multidirectionnelle de l'enveloppe cutanée nasale et des cartilages latéraux inférieurs. Doté d'un anneau rotatif à 360 degrés, cet instrument permet aux assistants opératoires d'ajuster l'angle de traction manuelle en continu sans relâcher le contact avec les tissus ni obstruer le champ de vision du chirurgien.

Conçu pour garantir un champ opératoire propre et maîtrisé, cette configuration du Swivel Ring Nasal Retractor présente une longueur totale de 11 cm associée à une lame de 8 mm de large (\$59). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), son extrémité active intègre une lame incurvée aux contours lisses qui soutient délicatement le cartilage alaire sans provoquer de lésions par écrasement localisé ou de déchirures muqueuses. Le mécanisme de l'anneau pivotant tourne sans à-coups sous tension, offrant un contrôle manuel ergonomique lors des remodelages dorsaux complexes.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique le Swivel Ring Nasal Retractor pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux blocs de chirurgie esthétique, ORL et reconstructrice du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale à l'autoclavage.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest