



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Rollet

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Rollet

SKU RM-RLR-5IN-1

\$39 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Padrão — 13 cm, 4 dentes agudos, ponta de 4.5 mm	RM-RLR-5IN-1-1	\$39
Grande — 13.5 cm, 4 dentes, ponta de 7.0 mm	RM-RLR-5IN-1-2	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Rollet é um afastador manual tipo ancinho especializado, projetado especificamente para fornecer elevação precisa e antiderrapante de retalhos cutâneos e retração de tecidos moles durante procedimentos delicados de oftalmologia, plástica facial e reconstrutiva. Desenvolvido com garras em gancho finamente afiadas, este instrumento permite que os cirurgiões segurem as camadas cutâneas e subcutâneas com segurança, sem deslizar ou esmagar tecidos marginais frágeis.

Classificado na categoria de ganchos e afastadores manuais de padrão cirúrgico, esta configuração do Afastador Rollet apresenta um comprimento total de 5 polegadas (13 cm, \$39). Forjado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento é construído para suportar os rigores da esterilização frequente em autoclave, oferecendo garantia vitalícia contra ferrugem. O perfil das garras incorpora um layout de 4 garras pontiagudas otimizado para fixação tecidual sem deslizamento em planos fasciais densos e periósteo. Seu cabo ergonômico esguio garante controle fino com as pontas dos dedos.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Rollet para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, fornecendo a centros cirúrgicos oftálmicos, plásticos e reconstrutivos em todo o mundo excepcional resistência à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)