



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Hibbs Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Hibbs Retractor

SKU RM-HBR-24-1

\$39 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
51 mm 長 × 19 mm 幅 — 24 cm	RM-HBR-24-1-1	\$39
76 mm long × 25 mm wide — 24 cm	RM-HBR-24-1-2	\$41
82 mm long × 25 mm wide — 24 cm	RM-HBR-24-1-3	\$43
101 mm 長 × 25 mm 幅 — 24 cm	RM-HBR-24-1-4	\$45

製品詳細

Hibbs Retractorは、脊椎および関節の再建術において、信頼性の高い深い軟部組織の変位と傍脊柱筋の術野確保を目的として特別に設計された、整形外科・脊椎外科の基本となる開創器です。直角に曲がった長いブレードの先端に特殊な鋸歯状のリテイング・リップを備えており、激しい骨のリーミングやデコルティケーション（皮質剥離）の間も、緻密骨皮質にしっかりとアンカーを固定し、組織の滑りを防止します。

強力な対抗牽引に耐えられるよう設計されたこのHibbs Retractorシリーズは、全長24 cmで統一されています。作業用ブレードは、長さや幅の異なる以下のバリエーションから個別またはセットで選択可能です：51 mm長 × 19 mm幅 (\$39)、76 mm長 × 25 mm幅 (\$41)、82 mm長 × 25 mm幅 (\$43)、そして超深部用の101 mm長 × 25 mm幅 (\$45)。ティアドロップ型の指穴付きハンドルは、助手の方に優れた手動牽引力を提供し、長時間の術中疲労を軽減します。

Retractor Makerは、反射を抑えたサテンマット仕上げのプレミアム手術用グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からHibbs Retractorを製造しており、強い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐え、世界中の脊椎・整形外科外傷センターへ揺るぎない耐久性、耐食性、および完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest