



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Blair

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de Blair

SKU RM-BFR-1

\$94 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
4 Griffes à extrémité mousse	RM-BFR-1-1	\$94
4 Griffes à extrémité pointue	RM-BFR-1-2	\$94

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Blair est un instrument chirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour fournir une traction précise et antidérapante des tissus mous lors des interventions de chirurgie plastique, reconstructrice et de la main. Doté d'une extrémité de travail ergonomique à quatre griffes, cet instrument permet aux chirurgiens de saisir et d'élever les lambeaux cutanés et sous-cutanés délicats sans déchirer ni écraser les berges tissulaires.

Conçue pour un contrôle manuel stable, cette configuration de l'écarteur de Blair présente une tige rigide uniforme de 14 cm (\$94) qui offre une stabilité mécanique optimale et un accès facilité dans les loges opératoires étroites. Les chirurgiens peuvent choisir entre une configuration à 4 griffes pointues pour une prise ferme dans les tissus conjonctifs denses, ou une configuration à 4 griffes mousses conçue pour protéger les structures neurovasculaires fragiles. Son manche plat de 6.0 mm de large est conçu pour favoriser une prise en main confortable et sans fatigue lors de procédures opératoires prolongées.

Usiné en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de Blair pour résister aux cycles répétitifs de stérilisation hospitalière, offrant aux centres chirurgicaux plastiques, orthopédiques et dermatologiques une haute résistance à la corrosion et une durabilité fiable.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest