



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor (Otomatik Ekartör)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor (Otomatik Ekartör)

SKU RM-CTSRR-1

\$144 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor	4 ¼" (10.79 cm) uzunluk, künt uçlar, mekanik kilit	\$144
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$144

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor, karpal tünel gevşetme cerrahisi sırasında eller serbest, atravmatik yara kenarı ekarte edilmesi sağlamak için özel olarak tasarlanmış hassas mühendislik ürünü bir el ve mikrocerrahi ekartördür. Palmar kutanöz flepleri ve subkutan yağı sabit, kilitli mekanik gerilim altında tutan bu alet, bir yandan manuel asistan yorgunluğunu ortadan kaldırırken diğer yandan fleksör retinakulum üzerinde engelsiz bir görüş alanı oluşturur.

El ve bileğin kısıtlı anatomisi için özel olarak üretilen bu Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor konfigürasyonu, 4 ¼-inch (10.79 cm) toplam uzunluğa (\$144) sahiptir. Çalışma uçları, median sinire, rekürren motor dalına veya yüzeysel palmar vasküler arklara zarar verme riski olmaksızın yüzeysel yumuşak dokuları güvenli bir şekilde ekarte etmek için pürüzsüz, künt uçlu tırnaklarla donatılmıştır. Entegre mekanik kilit mekanizması, hassas ligaman diseksiyonu sırasında kazara hareket etmeyi önler.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeyli birinci sınıf medikal sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor modelini sıkı klinik toleranslarla üreterek dünya çapındaki plastik, el ve ortopedi cerrahi merkezleri için sorunsuz kilit mekanizması, ergonomik parmak halkası kaldırıcı ve tam otoklav uyumluluğu sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest