



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Volkman-USA Pattern

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Volkman-USA Pattern

SKU RM-VRUP-223-1

\$64 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
2 Dentes (Romo / Agudo) — 8 mm - 11 mm	RM-VRUP-223-1-1	\$64
3 Dentes (Rombo / Agudo) — 11 mm - 18 mm	RM-VRUP-223-1-2	\$69
4 Dentes (Rombo / Agudo) — 18 mm - 26 mm	RM-VRUP-223-1-3	\$74
6 Dentes (Rombo / Pontiadado) — 26 mm - 40 mm	RM-VRUP-223-1-4	\$79

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Volkman-USA Pattern é um afastador cirúrgico manual fundamental, projetado especificamente para fornecer elevação confiável e antiderrapante de retalhos cutâneos e deslocamento de tecidos moles em procedimentos gerais, ortopédicos e plásticos. Projetado com múltiplos dentes curvos, este instrumento permite que os assistentes cirúrgicos apliquem contração uniforme em planos cutâneos e subcutâneos sem causar rasgos teciduais focais ou isquemia de borda.

Construído para suportar ciclos de esterilização em autoclave de alta frequência sem degradar, a estrutura deste Volkman Retractor-USA Pattern mantém um comprimento total uniforme de 22.3 cm, garantindo excelente alcance aos assistentes. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o instrumento oferece opções de 2 (\$64), 3 (\$69), 4 (\$74) ou 6 (\$79) dentes. Os cirurgiões podem selecionar entre pontas rombas (Blunt), projetadas para manipulação atraumática de tecidos moles, ou pontas agudas (Sharp), desenvolvidas para oferecer uma fixação firme e sem deslizamento em camadas teciduais mais resistentes. As larguras de lâmina selecionáveis variam de 8 mm a 26 mm, com opções

específicas incluindo 11 mm, 18 mm, 26 mm e 40 mm.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Volkman Retractor-USA Pattern para atender a rigorosos padrões clínicos, fornecendo a centros de trauma, salas de cirurgia plástica e centros cirúrgicos gerais em todo o mundo resistência excepcional à corrosão, rigidez estrutural e durabilidade completa em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)