



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Meyering Wundhaken/Hauthäkchen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Meyerding Wundhaken/Hauthäkchen

SKU RM-MSHR-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
16 cm (approx. 6.3")	RM-MSHR-1-1	\$44
22.86 cm (9.0")	RM-MSHR-1-2	\$49

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Meyerding Wundhaken/Hauthäkchen ist ein vielseitiges, doppelendiges chirurgisches Instrument, das speziell entwickelt wurde, um feine kutane Traktion mit tieferer Weichteilverdrängung in einem einzigen Gehäuse zu kombinieren. Dieses für hohe prozedurale Agilität konzipierte Werkzeug ermöglicht es OP-Teams, Hautränder mit einem feinen Häkchen an einem Ende sauber anzuheben und das Instrument anschließend umzudrehen, um tiefere Faszien Grenzen mit einem soliden Hakenblatt zu halten, ohne das Werkzeug wechseln zu müssen.

Diese für vollständige prozedurale Adaptivität ausgelegte Konfiguration des Meyerding Wundhaken/Hauthäkchen wird in zwei Instrumentenlängen angeboten: ein kompaktes 16 cm Modell (\$44) für feine kosmetische Eingriffe und ein erweitertes 22.86 cm Modell (\$49) für tiefere Operationsfelder. Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügen die integrierten Arbeitsenden über ein Retraktor-Ende mit einem massiven 5.0 mm breiten × 16.0 mm langen Blattprofil, gepaart mit einem Hauthäkchen-Ende mit 1 scharfen Zinke, um einen präzisen, rutschfreien Griff an empfindlichen Geweberändern zu gewährleisten. Sein ausbalancierter zentraler Griff bietet eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung.

Geschmiedet mit einer blendfreien, satinierten Mattierung, fertigt Retractor Maker den Meyerding Wundhaken/Hauthäkchen so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er plastischen, rekonstruktiven und allgemein chirurgischen Abteilungen weltweit außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklaven-Beständigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest