



製品パンフレット

Kawamoto 両頭絶縁開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kawamoto 両頭絶縁開創器

SKU RM-KDEIR-1

\$34 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Kawamoto 両頭絶縁開創器	寸法/詳細: 全長 6" (152 mm)、14 × 16 mm L字型絶縁ブレード	\$34
保護スリーブ/外箱	寸法/詳細: 個別輸送用パッケージ	\$34

製品詳細

Kawamoto 両頭絶縁開創器は、迷走電流から隣接組織を保護しながら安全に軟部組織を圧排するために設計された、形成外科および頭蓋顎顔面外科用の特殊器具です。耐久性と耐熱性に優れた誘電絶縁コーティングが施されており、モノポーラまたはバイポーラ電気焼灼装置による切開・剥離中の偶発的な熱伝達、アーク放電、接触火傷を防止します。

熱損傷に対する患者の安全性を最大化するよう構築された本製品は、全長 6 inches (15.2 cm / 152 mm) です。術部には 14 mm × 16 mm のワイドなブレードを備えた両頭L字型プロファイルを採用し、中央にはフラットハンドルを配置しています。非導電性の滑らかなブレード縁が繊細な皮膚弁や口腔粘膜を確実に保持し、複雑な再建術において助手に快適な手動レバー操作を提供します。

Retractor Maker は、医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に高完全性の非導電性誘電体コーティングを施して製造しており、繰り返しのオートクレーブ滅菌に対応します。世界中の形成外科、顎顔面外科、小児外科センターに、優れた電気的安全性、耐食性、そして完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest