



FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador autoestático Harvey Jackson Self Retaining Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador autoestático Harvey Jackson Self Retaining Retractor

SKU RM-HJSRR-1

\$229 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Harvey Jackson Self Retaining Retractor	Longitud total de 28 cm, valvas de 45 × 32 mm, 3×3 ganchos afilados — 1	\$229
Funda / Caja protectora	Embalaje de tránsito individual — 1	\$229

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Harvey Jackson Self Retaining Retractor es un separador quirúrgico de alta resistencia diseñado específicamente para proporcionar una retracción potente y manos libres de tejidos blandos y musculatura durante operaciones espinales, ortopédicas y pélvicas profundas. Diseñado con un marco mecánico robusto, este instrumento mantiene una exposición amplia y firme a través de planos musculares gruesos, eliminando la fatiga del asistente manual durante descompresiones óseas extensas.

Construido para proporcionar una exposición óptima del área de superficie en cavidades profundas, esta configuración del Harvey Jackson Self Retaining Retractor presenta una longitud total de la herramienta de 28 cm (\$229). Sus valvas de trabajo miden 45 mm de profundidad por 32 mm de ancho, incorporando una disposición de 3×3 ganchos afilados curvados hacia afuera que se anclan de forma segura en la fascia fibrosa densa y el músculo. El cierre de cremallera mecánica multiposición integrado mantiene automáticamente la contratensión en el tejido objetivo, evitando deslizamientos accidentales durante procedimientos quirúrgicos prolongados.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker fabrica el Harvey Jackson Self Retaining Retractor para soportar cargas mecánicas pesadas y ciclos repetidos de autoclave hospitalario, proporcionando a los quirófanos de columna, ortopedia y neurocirugía de todo el mundo una durabilidad y estabilidad clínica excepcionales.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest