



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Lahey

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Lahey

SKU RM-LR-HH-1

\$39 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
18 cm (aprox. 7")	RM-LR-HH-1-1	\$39
20.3 cm (aprox. 8")	RM-LR-HH-1-2	\$49

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Lahey é um afastador cirúrgico manual reconhecido internacionalmente, projetado para fornecer exposição atraumática de tecidos moles em procedimentos delicados de pescoço e endocrinologia. Projetado com uma ponta de trabalho delgada em ângulo reto, este instrumento permite que os cirurgiões elevem suavemente os músculos infra-hióideos, fáscias e margens cutâneas sem obstruir o acesso visual às estruturas neurovasculares subjacentes.

Otimizado para disseções cervicais de precisão, o Afastador Lahey está disponível em dois comprimentos de trabalho distintos: 18 cm (\$39) e 20.3 cm (\$49). O afastador apresenta configurações de lâmina selecionáveis, incluindo uma lâmina estreita de 5 mm e uma lâmina em ângulo reto de 15 mm x 3 mm, proporcionando capacidade de fixação direcionada com um cabo plano ergonômico que garante um controle confortável e livre de fadiga para os assistentes cirúrgicos.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico, não magnético, com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Lahey sob rigorosos padrões clínicos, oferecendo alta resistência à corrosão, rigidez inabalável e total compatibilidade com autoclave para departamentos de cirurgia geral e otorrinolaringologia.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest