



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Baby-Haight Ekartör (Rib Spreader)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Baby-Haight Ekartör (Rib Spreader)

SKU RM-BHRS-52-1

\$289 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Ultra Minyatür Lineer Genişleme Kılavuz Çerçevesi	Neonatal cerrahi parametreler için üretilmiş mikro kanallı sürgülü ray
2	Sökülebilir Pencereci Lateral Bıçaklar (Çift 1)	Basınç nekrozunu sınırlamak için tasarlanmış 9 mm x 10 mm mini doku kanatları
2	Sökülebilir Pencereci Lateral Bıçaklar (Çift 2)	Daha derin infant koridorları için 9 mm x 20 mm mini doku kanatları
1	Entegre Hassas Dişli Vida Kilidi	Adım adım genişlik kontrolü için düşük profilli döner kelebek vida
2	Ergonomik Mikro Forseps Uzatma Kolları	Pürüzsüz dış kenarlara sahip aerodinamik hafif sap profilleri
1	Koruyucu Saklama Kutusu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Baby-Haight Ekartör, son derece hassas bebek torasik kafeslerinde güvenli ve kademeli interkostal kaburga ayrımı sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uzmanlaşmış bir neonatal ve pediatrik kardiyotorasik cerrahi ekartördür. Mikro kanallı lineer genişleme kılavuz çerçevesi ile tasarlanan bu alet, pediatrik cerrahların mekanik distraksiyon kuvvetlerini adım adım mikro hassasiyetle dağıtmasına olanak tanıyarak fokal basınç nekrozunu ortadan kaldırır ve konjenital kalp cerrahisi sırasında kostal kırıkları önler.

Neonatal cerrahi parametreleri yönetmek için özel olarak üretilen bu Baby-Haight Ekartör tam seti (\$289), 52 mm'ye kadar mikro genişleme kanalı kapasitesi sunar. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz

çeliğinden el işçiliğiyle üretilen modüler sistem; sığ neonatal insizyonlar için 9 mm × 10 mm boyutlarında 1. Çift ve daha derin infantil torasik koridorlar için 9 mm × 20 mm boyutlarında 2. Çift olmak üzere dört adet sökülebilir pencereci lateral bıçak (iki değıştirilebilir çift) içerir. Entegre hassas dişli vida kilidi, adım adım kendinden tutmalı genişlik kontrolü sağlarken, aerodinamik mikro forseps uzatma kolları çevreleyen yumuşak dokuları koruyan pürüzsüz dış kenarlara sahiptir.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Baby-Haight Ekartörü hastanedeki tekrarlayan sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki pediatrik kardioloji merkezlerine, neonatal yoğun bakım cerrahi ünitelerine ve çocuk hastanelerine olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest