



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Deaver de Cabo Delgado

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Deaver de Cabo Delgado

SKU RM-DRTH-1

\$59 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
12" (aprox. 30.5 cm) — 25, 38, 50, ou 75 mm — Afastamento padrão de parede abdominal e vísceras pélvicas	RM-DRTH-1-1	\$59
13" (approx. 33.0 cm) — 25, 38, 50, ou 75 mm — Acesso retroperitoneal profundo, bariátrico e ortopédico de quadril	RM-DRTH-1-2	\$64

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Deaver de Cabo Delgado é um instrumento cirúrgico ergonômico projetado especificamente para combinar capacidades de afastamento anatômico profundo com um perfil de cabo leve e delgado. Projetado para reduzir a fadiga do usuário durante procedimentos cirúrgicos de várias horas, este afastador permite que os assistentes cirúrgicos mantenham uma contra-tração tecidual estável sem o peso excessivo das hastes dos afastadores tradicionais volumosos.

Construído para exposição versátil abdominal e ortopédica, o Afastador Deaver de Cabo Delgado é oferecido em dois comprimentos totais selecionáveis: 12 polegadas (\$59) e 13 polegadas (\$64). A linha é fabricada em quatro larguras de lâmina padrão: 25 mm (aprox. 1"), 38 mm (aprox. 1 ½"), 50 mm (aprox. 2") e 75 mm (aprox. 3"), com especificações de produção estendidas que acomodam designs de lâmina de até 4 polegadas de largura para afastamento de tecidos profundos altamente substanciais. A lâmina suave e profundamente curvada envolve com segurança massas viscerais e musculares.

Fabricado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Deaver de Cabo Delgado seguindo rigorosos padrões clínicos, proporcionando alta resistência à tração, excepcional resistência à corrosão e durabilidade completa em autoclave para centros cirúrgicos hospitalares em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)