



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Martin-Simplex 類・口唇開口器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Martin-Simplex 類・ 口唇開口器

SKU RM-MSCLR-1

\$24 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29

製品詳細

Martin-Simplex 類・口唇開口器は、口腔内手術において頬や唇を安全かつ非外傷的に排除するために設計された、口腔外科、顎顔面外科、および歯科手術に不可欠なリトラクターです。解剖学に基づいた凹型の先端形状が、歯槽堤周囲の広い視界を維持しながら、回転バーや切削器具から繊細な粘膜組織を保護します。

限られた口腔内の作業スペースで構造的な操作性を最大限に高めるよう設計されており、標準的なアクセス用の10 cm (\$24) と、より深い口腔前庭部用の 4 ½ inches (11 cm, \$29) の2種類の長さをラインナップしています。プレミアムグレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用した手作りの解剖学的構造は、細身のシャンクと液体の排出しやすい窓付き凹型ブレードを統合し、介助者の疲労を軽減する手動レバー操作を可能にします。フラットでソリッドなハンドル構造は、術中の滑りを防止し、手にかかる負担を軽減します。

反射を抑えたサテンマット仕上げが施された Retractor Maker 製の Martin-Simplex 類・口唇開口器は、繰り返しの滅菌サイクルに耐え、優れた耐食性と構造的剛性を備えており、世界中の歯科クリニックや口腔外科センターで高い信頼を得ています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest