



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bauer Sigmoid Notch Intraoral-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bauer Sigmoid Notch Intraoral-Retraktor

SKU RM-BSNIOR-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Ohne Lichtleiter-Anschluss (Links oder Rechts)	RM-BSNIOR-1-1	\$79
Mit Glaslichtleiter-Anschluss (Links oder Rechts)	RM-BSNIOR-1-2	\$149

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Bauer Sigmoid Notch Intraoral-Retraktor ist ein spezialisierter kieferchirurgischer Retraktor, der gezielt für die sichere und stabile Darstellung des Unterkieferastes bei orthognathen und rekonstruktiven Eingriffen entwickelt wurde. Mit einer anatomischen Spitze, die direkt in der Incisura mandibulae (Sigmoid Notch) des Unterkiefers aufsitzt, ermöglicht dieses Instrument dem Chirurgen, den M. masseter und das Periost sicher von den Schneideinstrumenten fernzuhalten.

Für prozedurale Vielseitigkeit wird dieser Bauer Sigmoid Notch Intraoral-Retraktor in spezifischen Links- und Rechts-Ausrichtungen angeboten, um der Patientenanatomie gerecht zu werden. Er verfügt über ein leicht gebogenes Blatt in Kombination mit einem hohlen Hakengriff, der ergonomische Hebelwirkung und ermüdungsfreie Kontrolle bietet. Chirurgen können zwischen einem Standardmodell (\$79) und einer beleuchteten Konfiguration (\$149) mit integriertem Lichtleiter wählen, der schattenfreie Ausleuchtung in tiefe intraorale Korridore liefert.

Hergestellt aus medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit blendfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker den Bauer Sigmoid Notch Intraoral-Retraktor unsteril und voll autoklavierbar in Schutzverpackung, um MKG-Chirurgen höchste Langlebigkeit und chirurgische Präzision zu bieten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest