



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur à griffes Finger Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur à griffes Finger Retractor

SKU RM-RFR-153-1

\$29 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
1 dent (crochet simple) — pointes émoussées ou pointues	RM-RFR-153-1-1	\$29
2 Griffes — pointes mousses ou pointues	RM-RFR-153-1-2	\$34
3 Griffes — Pointes mousses ou pointues	RM-RFR-153-1-3	\$39
4 Griffes — Pointes mousses ou pointues	RM-RFR-153-1-4	\$44

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Rake Finger Retractor est un instrument chirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une élévation précise et antidérapante des lambeaux cutanés et une rétraction des tissus mous lors d'interventions de chirurgie de la main, plastique et de petite chirurgie générale. Doté de plusieurs griffes incurvées, cet instrument permet aux chirurgiens de saisir les berges cutanées et sous-cutanées en toute sécurité, sans glissement ni écrasement des bords tissulaires délicats.

Conçu pour un contrôle manuel délicat, ce Rake Finger Retractor possède une longueur totale uniforme de 15.3 cm, offrant aux assistants opératoires un retour tactile exceptionnel et une grande maniabilité dans les champs opératoires restreints. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument est hautement personnalisable selon quatre configurations de griffes : 1 griffe (29 \$), 2 griffes (34 \$), 3 griffes (39 \$) ou des styles à 4 griffes (44 \$). Les chirurgiens peuvent choisir entre deux profils de pointes : des pointes mousses conçues pour une manipulation sûre des tissus mous minimisant les traumatismes, ou des pointes pointues conçues pour offrir une prise ferme et sans glissement sur les couches tissulaires plus résistantes. Le manche plat ergonomique assure un levier manuel sans fatigue lors des dissections complexes.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique le Rake Finger Retractor pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux cliniques de chirurgie plastique, de la main et générale du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest