



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Vaginal Kelly Sims

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Vaginal Kelly Sims

SKU RM-KSVR-1

\$84 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
18 cm	RM-KSVR-1-1	\$84
20 cm	RM-KSVR-1-2	\$89
23 cm	RM-KSVR-1-3	\$94
26 cm	RM-KSVR-1-4	\$99

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Vaginal Kelly Sims é um instrumento cirúrgico essencial para ginecologia e reconstrução pélvica, desenvolvido especificamente para fornecer um deslocamento profundo e estável da parede vaginal e visualização do ápice da abóbada. Fabricado à mão em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), este afastador permite que os cirurgiões rebaixem a parede vaginal posterior e o assoalho pélvico suavemente, estabelecendo um corredor visual amplo para o colo do útero e fôrnices sem causar lacerações focais na mucosa.

Projetado para acomodar profundidades anatômicas variáveis, o Afastador Vaginal Kelly Sims pode ser personalizado em quatro comprimentos totais: 18 cm (\$84), 20 cm (\$89), 23 cm (\$94) e 26 cm (\$99). Os cirurgiões podem combinar esses comprimentos com três pegadas de lâmina distintas: 57 mm x 25 mm, 70 mm x 32 mm e uma área de superfície expansiva de 76 mm x 38 mm. A borda da lâmina arredondada e de contorno suave evita traumas teciduais, enquanto o cabo ergonômico fornece aos assistentes cirúrgicos uma alavancagem manual estável e antiderrapante durante reparos longos do assoalho pélvico.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Vaginal Kelly Sims para resistir a ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando às equipes de obstetrícia,

ginecologia e uroginecologia em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e compatibilidade total com autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest