



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Snake Leber-Retraktoren

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Snake Leber-Retraktoren

SKU RM-SLR-SERIES-1

\$299 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Dreieckiges Spitzenmodell	RM-SLR-TRI-1	\$299
Gastric Band Spitzenmodell	RM-SLR-GB-1	\$299
Kreisförmiges Spitzenmodell	RM-SLR-CIR-1	\$299
Hakenförmiges Spitzenmodell	RM-SLR-HOOK-1	\$299
Polygon Spitzenmodell	RM-SLR-POLY-1	\$299
Komplettes Set von 5 Modellen	RM-SLR-SERIES-1	\$1,399

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Snake Leber-Retraktoren stellen eine wesentliche Serie von laparoskopischen Leberanhebungsinstrumenten dar, die speziell entwickelt wurden, um eine sichere, großflächige viszerale Verdrängung und Leberlappenretraktion während minimalinvasiver Operationen am oberen Gastrointestinaltrakt, in der bariatrischen Chirurgie und an den Gallenwegen zu ermöglichen. Mit einer extrem glatten distalen Geometrie, die durch Standard-5-mm-Trokare eingeführt wird, verteilen diese Retraktoren die Haltekräfte gleichmäßig unter dem Leberparenchym, wodurch Kapselrisse, subkapsuläre Hämatome oder fokale ischämische Verletzungen verhindert werden, während ein ungehindertes optisches Korridor zum Magen und Hiatus geschaffen wird.

Diese Linie der Snake Leber-Retraktoren wurde nach klinischen Rahmenbedingungen gefertigt und verfügt über einen Schaftdurchmesser von 5 mm und eine Arbeitslänge von 330 mm, ausgestattet mit einem speziellen integrierten Reinigungs-Spülanschluss, der eine gründliche enzymatische Dekontamination durch das

Kanülenlumen ermöglicht. Handgefertigt aus deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) können Chirurgen zwischen geraden oder abgewinkelten Schaft-/Endprofilen über fünf spezialisierte Spitzegeometrien wählen: Dreieckig für die breite Anhebung des lateralen Lappens, Gastric Band für das bariatrische Tunneling, Kreisförmig für die diffuse peritoneale Halterung, Hakenförmig für den fokussierten Bandengagement und Polygon für die multiplanare Gewebeunterstützung (jeweils 299 \$, oder 1.399 \$ für das komplette Set von 5). Das ergonomische hintere Einstellrad steuert die distale Positionierung mühelos.

Hergestellt mit einer entspiegelten, satinierten Mattierung, fertigt Retractor Maker die Snake Leber-Retraktoren, um wiederholten Krankenhaus-Autoklavierzyklen standzuhalten, und bietet minimalinvasiven allgemeinen Chirurgie-Suiten, bariatrischen Zentren und Operationssälen für Verdauungskrankheiten weltweit außergewöhnliche mechanische Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierzuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest