



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Gorney Rake

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Gorney Rake

SKU RM-GRR-3IN-1

\$49 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
3 in (7.5 cm), 38 mm de ancho — Estándar	RM-GRR-3IN-1-1	\$49
4 1/4 in (10.8 cm), 38 mm de ancho	RM-GRR-3IN-1-2	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Gorney Rake es un instrumento de cirugía plástica y estética reconocido internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una elevación firme y antideslizante de colgajos cutáneos durante ritidectomías, estiramientos de cuello y procedimientos reconstructivos de tejidos blandos. Diseñado con un cabezal de rastrillo expansivo de 4 púas, este instrumento permite a los cirujanos aplicar una contratracción manual uniforme en planos de tejido grandes, evitando desgarros focales mientras se maximiza la visualización operativa de las capas fasciales subyacentes.

Construido para tejidos de mayor tamaño que requieren una retracción cuidadosa, esta configuración del separador Gorney Rake presenta una longitud total de hoja de 3 pulgadas (7.5 cm, \$49) junto con un ancho de hoja expansivo de 38 mm que ofrece una superficie de contacto extendida. Su extremo de trabajo incorpora una disposición de 4 púas con puntas finamente afiladas, diseñadas para sujetar de forma segura el tejido dérmico y subcutáneo denso sin deslizarse. El mango contorneado proporciona a los asistentes quirúrgicos un apalancamiento manual sin fatiga durante disecciones estéticas prolongadas.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el separador Gorney Rake para soportar ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a los centros de cirugía cosmética, plástica y reconstructiva de todo el mundo una resistencia excepcional a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest