



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Acetabular de Doble Punta Estrecho

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Acetabular de Doble Punta Estrecho

SKU RM-ARNDP-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Estrecho — 32 mm blade	RM-ARNDP-1-1	\$99
Estándar — hoja de 44 mm	RM-ARNDP-1-2	\$99

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Acetabular de Doble Punta Estrecho es un retractor quirúrgico ortopédico de alta resistencia diseñado para proporcionar un acceso visual excepcional al acetábulo durante el reemplazo total de cadera y la cirugía de reconstrucción de cadera. Al anclar sus dos puntas de forma segura contra el margen acetabular o el isquion, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos retraer el fémur y la musculatura circundante con una potente palanca mecánica.

Diseñado para una robusta estabilidad intraoperatoria, esta configuración del Separador Acetabular de Doble Punta Estrecho presenta un vástago extendido de 12 ½-inch (31.75 cm) que mantiene las manos del asistente fuera del campo visual directo. El instrumento está disponible en dos anchos de hoja especializados (32 mm y 44 mm), con un cuello curvado y puntas dobles estrechas que se enganchan firmemente al hueso sin deslizarse ni traumatizar los haces neurovasculares adyacentes.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker fabrica el Separador Acetabular de Doble Punta Estrecho para soportar el torque ortopédico pesado y los ciclos repetidos de esterilización por vapor, brindando a los equipos de reconstrucción articular una fiabilidad clínica duradera.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest