



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Low Profile Ayak ve Ayak Bileği Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Low Profile Ayak ve Ayak Bileği Ekartörü

SKU RM-LPFAR-1

\$84 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
7.5 inches	RM-LPFAR-1-1	\$84
8.75 inches	RM-LPFAR-1-2	\$89

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Low Profile Ayak ve Ayak Bileği Ekartörü, dar podiatrik ve ayak bileği eklem boşluklarında güvenilir kemik manivelası ve yumuşak doku deplasmanı sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış vazgeçilmez bir ortopedik cerrahi alettir. Düşük profilli gövdesi sayesinde cerrahların; cerrahi matkaplar, vidalar veya floroskopik görüntülemeyi engelleyen kaba ekartör gövdeleri olmadan kısıtlı operasyon alanlarında konforlu bir şekilde çalışmasına olanak tanır.

Farklı doku derinliklerine uyum sağlamak üzere tasarlanan Low Profile Ayak ve Ayak Bileği Ekartörü serisi iki farklı toplam uzunlukta sunulmaktadır: Ön ayak ve orta ayak prosedürleri için 7.5 inç (19.05 cm, \$84) ve daha derin arka ayak ve ayak bileği eklemi maruziyetleri için 8.75 inç (22.22 cm, \$89). Birinci sınıf cerrahi sınıf Alman paslanmaz çeliğinden elde üretilen alet, karmaşık kemik sınırlarına uyum sağlamak için hem düz hem de kavisli (bent) uç geometrisi seçeneklerine sahiptir. Konturlu gaga ucu kortikal kemiğin arkasına güvenle otururken, ergonomik sapı sabit manuel karşı traksiyon sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Low Profile Ayak ve Ayak Bileği Ekartörü'nü ağır ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek dünya çapındaki podiatri, travma ve ortopedik ayak/ayak bileği uzmanlarına sarsılmaz klinik dayanıklılık ve cerrahi hassasiyet sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest