



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractor —
ретрактор для маммарной артерии

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016


✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractor — ретрактор для маммарной артерии

SKU RM-BTIMAR-499-1

\$499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Шасси ретрактора Bugge Takedown I.M.A	Механическая подъемная рейка с ходом 110 mm
1 пара	Основные латеральные лопатки	Контурные лопатки 40 mm × 100 mm для поднятия грудины
1 комплект	Интегрированные рабочие лопатки	Удлиненная рабочая часть в сборе 40 mm × 150 mm
1	Защитный чехол / коробка	Стандартная транспортная упаковка

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractor является незаменимой кардиоторакальной хирургической системой ретракции, разработанной специально для обеспечения одностороннего поднятия грудины и широкого обзора грудной стенки при заборе внутренней грудной артерии (IMA / LIMA / RIMA) в ходе коронарного шунтирования. Разработанный с усиленным механическим подъемным шасси, этот инструмент позволяет хирургическим бригадам плавно приподнимать реберную дугу и край грудины, создавая беспрепятственный операционный коридор непосредственно вдоль ретростерального сосудистого русла.

Данная конфигурация Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractor (\$499), соответствующая клиническим стандартам, оснащена прочными рабочими частями размером 40 mm × 150 mm в сочетании с основными боковыми лопатками размером 40 mm × 100 mm для адаптации к различным хирургическим доступам. Механический реечный привод, изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, обеспечивает разведение до 110 mm, гарантируя

непоколебимую статическую подъемную силу против плотной грудной и межреберной мускулатуры без соскальзывания и риска перелома ребер.

Retractor Maker производит Bugge Takedown I.M.A Mammaria Retractor с антибликовым сатиновым матовым покрытием всех металлических поверхностей для выдерживания многократных циклов автоклавирования, обеспечивая кардиохирургические центры и торакальные операционные по всему миру исключительной структурной стабильностью, высокой коррозионной стойкостью и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest