



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Partes Moles Colateral

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Partes Moles Colateral

SKU RM-CSTR-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador de Partes Moles Colateral	9 ½" de comprimento, lâmina de 45 mm, ponta curva de 2 dentes de 11 mm	\$69
Luva Protetora / Caixa	Embalagem de transporte individual	\$69

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Partes Moles Colateral é um instrumento cirúrgico ortopédico de alta precisão, projetado especificamente para proporcionar afastamento suave e antiderrapante de ligamentos colaterais, cápsulas e tecidos moles periarticulares durante cirurgias de reconstrução de joelho. Projetado com haste arqueada e ponta curva de dentes duplos, este afastador permite que as equipes cirúrgicas mobilizem camadas de tecido com segurança, mantendo-as afastadas dos blocos de corte ósseo.

Construído para uma folga articular ideal, esta configuração do Afastador de Partes Moles Colateral apresenta um comprimento total de 9 ½ polegadas (aprox. 24.13 cm, \$69). Sua extremidade de trabalho incorpora uma lâmina de 45 mm que termina em um layout de 2 dentes com 11 mm de largura em um padrão curvo. Este design anatômico de dentes duplos acomoda o tecido ligamentar com segurança, distribuindo as forças de contra-tração em dois pontos de contato para evitar deslizamentos ou contusões teciduais focais durante a artroplastia articular.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Partes Moles Colateral para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos centros de cirurgia ortopédica resistência mecânica superior, resistência à corrosão e confiabilidade cirúrgica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest