



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Carpal Tunnel Wundspreizer, selbsthaltend

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Carpal Tunnel Wundspreizer, selbsthaltend

SKU RM-CTSRR-1

\$144 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor	4 ¼" (10.79 cm) Länge, stumpfe Zinken, Ratschensperre	\$144
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$144

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor ist ein präzisionsgefertigter mikrochirurgischer Wundspreizer, der speziell für die assistenzfreie, atraumatische Wundrandretraktion bei Karpaltunnelsyndrom-Operationen entwickelt wurde. Durch die Fixierung der palmaren Hautlappen und des subkutanen Fettgewebes unter konstanter mechanischer Spannung schafft dieses Instrument ein freies Sichtfeld über dem Retinaculum flexorum und entlastet das OP-Personal.

Konzipiert für die begrenzten anatomischen Verhältnisse an Hand und Handgelenk, weist diese Konfiguration des Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor eine Gesamtlänge von 4 ¼-inch (10.79 cm) auf (\$144). Die Arbeitsenden sind mit glatten, stumpfen Zinken ausgestattet, um oberflächliches Weichteilgewebe sicher zu verdrängen, ohne den Nervus medianus, seinen Ramus muscularis recurrens oder die oberflächlichen palmaren Gefäßbögen zu verletzen. Die integrierte Ratschensperre verhindert unbeabsichtigtes Verrutschen während der Bandsplattung.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexfreiem Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Carpal Tunnel Self-Retaining Retractor nach strengen klinischen Toleranzen. Dies gewährleistet einen reibungslosen Gang der Sperre, ergonomische Hebelwirkung durch die Fingerringe und volle Autoklavierbarkeit für Plastische, Hand- und Orthopädische Chirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest