



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

ALM Otostatik Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## ALM Otostatik Ekartör

**SKU** RM-ASRR-1

**\$89 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK                                     | SKU / DETAYLAR | FİYAT (USD) |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 7 cm (yaklaşık 2.75"), 4x4 keskin veya künt dişler | RM-ASRR-1-1    | \$89        |
| 10 cm (yakl. 4.0"), 4x4 keskin veya künt dişli     | RM-ASRR-1-2    | \$99        |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

ALM Otostatik Ekartör, yüzeysel cerrahi müdahaleler sırasında eller serbest yara kenarı ayırma ve stabil doku maruziyeti sağlamak üzere tasarlanmış, küçük cerrahi işlemlerin vazgeçilmez bir aracıdır. Karşılıklı doku marjlarını hassas kalibre edilmiş tırnaklarla sabitleyerek, cerrahi asistanların iş yükünü azaltırken hassas operasyon bölgelerinde net ve statik bir görüş alanı sunar.

Mikro-anatomik erişim için tasarlanan ALM Otostatik Ekartör, iki kompakt boyutta üretilmektedir: 7 cm (\$89) ve 10 cm (\$99). Cerrahlar, sağlam subkutan tutuş için keskin 4x4 tırnaklar veya hassas nörovasküler sınırları korumak için künt 4x4 tırnaklar arasında seçim yapabilirler. Mekanik vidayla çalışan sürüş mekanizması, kolların mikro artımlarla açılmasını sağlar ve karşı traksiyon altında kayma yapmadan kilitli kalır.

Refle yapmayan saten kaplamalı birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker üretimi ALM Otostatik Ekartör, tekrarlanan otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; plastik, ortopedik ve genel cerrahi kliniklerine uzun ömürlü klinik hassasiyet sunar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest