



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Kirschner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Kirschner

SKU RM-KR-SET-1

\$449 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Estrutura de Base de Trilho-Guia Autostática	Chassis Oval ou Quadrado (240×240 mm ou 340×240 mm)
4 a 6 Lâminas	Lâminas Modulares de Tecido Rombas	Escolha entre conjunto de 2 lâminas ou conjunto completo de 4 lâminas
4	Travas de Pinos de Retenção Individuais	Mecanismos de ancoragem por deslizamento e trava para fixar as lâminas
2	Hastes de Pinças Afastadoras Ergonômicas	Alças estruturadas ultraleves com bordas externas lisas
1	Caixa / Armazenamento Protetor	Embalagem padrão de trânsito

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Kirschner é um sistema de afastador cirúrgico autostático aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer um amplo deslocamento multidirecional da parede abdominal e das vísceras durante grandes laparotomias gerais, ginecológicas e urológicas. Projetado com uma estrutura de base perimétrica expansiva, este instrumento permite que as equipes cirúrgicas posicionem múltiplas lâminas modulares em ângulos personalizados, estabelecendo um corredor visual estático e desobstruído em espaços peritoneais e retroperitoneais profundos sem a necessidade de assistência manual.

Construído para se adaptar a diversas anatomias de pacientes e requisitos incisionais, esta série de Afastador Kirschner oferece perfis de chassis selecionáveis em uma configuração de 240 mm × 240 mm ou uma configuração estendida de 340 mm × 240 mm. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de

qualidade superior (não magnético), os cirurgiões podem selecionar entre um conjunto de 2 lâminas (\$449), composto por duas lâminas de 40 mm × 65 mm e duas lâminas de 50 mm × 65 mm, ou optar pelo conjunto completo de 4 lâminas (\$499), composto por três lâminas de 50 mm × 65 mm, uma lâmina de 80 mm × 90 mm, uma lâmina de 98 mm × 50 mm e uma lâmina de 105 mm × 35 mm. Travas individuais de pinos de retenção ancoram cada lâmina ao longo da estrutura perimétrica para eliminar o deslizamento intraoperatório.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Kirschner para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a salas de laparotomia, centros de cirurgia oncológica e centros de reconstrução pélvica em todo o mundo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest