



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur d'Hystérectomie Heaney

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur d'Hystérectomie Heaney

SKU RM-HEHR-1

\$84 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
44 mm × 25 mm — 17 cm ou 27 cm	RM-HEHR-1-1	\$84
70 mm × 25 mm — 17 cm ou 27 cm	RM-HEHR-1-2	\$84
73 mm × 28.5 mm — 17 cm ou 27 cm	RM-HEHR-1-3	\$89
114 mm × 25 mm — 17 cm ou 27 cm	RM-HEHR-1-4	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur d'hystérectomie Heaney est un instrument chirurgical gynécologique fondamental, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction large et antidérapante de la paroi vaginale et des tissus pelviens lors d'hystérectomies vaginales et de reconstructions pelviennes. Doté d'une lame allongée à angle droit se terminant par un rebord de retenue prononcé, cet instrument permet aux chirurgiens de maintenir une visualisation opératoire profonde du col de l'utérus, des ligaments utéro-sacrés et des fornix vaginales.

Conçu pour une adaptabilité procédurale complète, cette série d'écarteurs Heaney par Retractor Maker est disponible en deux longueurs totales : un modèle compact de 17 cm (\$84) pour les champs superficiels et un modèle étendu de 27 cm (\$89) pour un accès pelvien profond. Les chirurgiens peuvent choisir parmi quatre profils de lame distincts : 44 mm × 25 mm, 70 mm × 25 mm, 73 mm × 28,5 mm et une configuration extra-profonde de 114 mm × 25 mm. Son manche ergonomique offre un levier manuel stable, empêchant le glissement des tissus sans lacérer la muqueuse vaginale délicate.

Usiné à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur d'hystérectomie Heaney pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes d'obstétrique, de gynécologie et d'urogynécologie du

monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest