



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Самоудерживающийся эндауральный ретрактор
Snitman Self-Retaining Endeural Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Самоудерживающийся эндауральный ретрактор Snitman Self-Retaining Endeural Retractor

SKU RM-SSER-108-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Snitman Self-Retaining Endeural Retractor	Общая длина 10.8 см, острые зубцы 3×3, реечный замок	\$99
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Самоудерживающийся эндауральный ретрактор Snitman Self-Retaining Endeural Retractor — это специализированный отоларингологический и микрохирургический расширитель, разработанный специально для обеспечения надежного, автономного разведения краев раны в неглубоких, высокодетализированных микрохирургических каналах. Инструмент с низкопрофильным кольцевым корпусом удерживает эндауральные разрезы и разрезы наружного слухового прохода открытыми под калиброванным механическим натяжением, устраняя усталость рук ассистента и сохраняя беспрепятственную видимость под операционным микроскопом.

Созданный для обеспечения исключительной коррозионной стойкости и подкрепленный пожизненной гарантией на производственные дефекты, этот ретрактор Snitman Self-Retaining Endeural Retractor имеет общую длину 10.8 см (\$99). Изготовленный вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса, он оснащен асимметричным набором острых зубцов 3×3. Профиль взаимодействия с тканями тщательно откалиброван таким образом, чтобы острые зубцы надежно фиксировались в краях микроразрезов, обеспечивая максимальную механическую тягу с минимальным риском соскальзывания с хрящевых границ. Многопозиционный реечный замок автоматически поддерживает постоянное усилие расширения.

Поставляемый как нестерильное устройство многократного использования с антибликовым сатиновым покрытием, Snitman Self-Retaining Endeural Retractor производства Retractor Maker выдерживает частую высокотемпературную обработку. Это обеспечивает отоларингологические отделения, центры реконструкции среднего уха и микрохирургические операционные по всему миру исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest