



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Tebbetts Breast Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tebbetts Breast Retractor

SKU RM-TBR-64-1

\$64 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
9 cm × 24 mm — Dişli veya Dişsiz — İnframamariyel erişim, periareolar cep diseksiyonu	RM-TBR-64-1-1	\$64
15 cm × 24 mm — Dişli veya Dişsiz — Derin subpektoral cep oluşturma ve transaksiller meme büyütme	RM-TBR-64-1-2	\$64

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tebbetts Breast Retractor, meme büyütme ve mamoplasti sırasında hassas doku elevasyonu ve cep görselleştirmesi sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş bir estetik plastik cerrahi ekartörüdür. Kavisli ve incelen bıçak profili ile tasarlanan bu alet, cerrahların pektoralis majör kasını temiz bir şekilde diseke etmesine ve kaldırmasına olanak tanıyarak meme protezi yerleştirilmesi için engelsiz bir cerrahi cep oluşturur.

Mükemmel yapısal dayanıklılık ve paslanmaya karşı ömür boyu garanti sunmak üzere üretilen bu Tebbetts Breast Retractor serisi (\$64), birden fazla bıçak boyutu ve uç konfigürasyonu aracılığıyla yüksek düzeyde özelleştirilebilir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, iki bıçak boyutu sunar: standart inframamarian insizyonlar için 9 cm × 24 mm düzen ve derin subpektoral cep diseksiyonu için uzatılmış 15 cm × 24 mm düzen. Cerrahlar, optimal doku tutuşu sağlamak ve intraoperatif kaymayı önlemek için tasarlanmış Dişli (With Teeth) profil düzeni veya güvenli, ekstra atravmatik yumuşak doku manipülasyonu için tasarlanmış Dişsiz (Without Teeth / Smooth End) profil düzeni arasında seçim yapabilirler. Ergonomik sapı, yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Tebbetts Breast Retractor'ı tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki plastik, kozmetik ve onkolojik

meme rekonstrüktif ünitelerine sarsılmaz yapısal güvenilirlik, korozyon direnci ve tam klinik dayanıklılık sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest